

# CATALOGO MAGNETOTERAPIA RIABILITAZIONE & CURA SEMPRE CON TE



**CONTIENE  
EVOLUTION**

**SELEZIONATA  
E UTILIZZATA DA**

**INAIL**

MADE IN ITALY

# ACCOGLI L'EVOLUZIONE

MADE IN ITALY

## TECNOLOGIA ESCLUSIVA CMPBF + CEMPHF



PAG. 5

8

11

15

18

21

24

28

CAMPI MAGNETICI PULSATI A BASSA FREQUENZA  
+  
CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI ALTA FREQUENZA  
Perchè preferire le macchine per magneto terapia di  
Bimar Medical come EVOLUTION PRO:

Tempi di guarigione piu' rapidi, senza effetti collaterali,  
anche per pazienti oncologici, semplicità di utilizzo, 61  
programmi preset + infinite personalizzazioni grazie alla  
programmazione e gestione tramite contatore interno,  
timer e blocco programmi, riconoscimento del propri-  
etario, possibilità di programmazione dedicato anche  
a distanza, pronti per la telemedicina.



SCELTA  
**INAIL**



# MAGNETOTERAPIA MADE IN ITALY

LA NOSTRA SQUADRA SCHIERATA PER IL BENESSERE



## INDICAZIONI TERAPEUTICHE

CARTILAGINE E CAPSULA - FRATTURE E STIMOLAZIONE CALLO OSSEO - RITARDI E PSEUDOARTROSI - TENSIONI NERVOSE PERIFERICHE - ALGODISTROFIE - SPALLA CONGELATA - ARTRITE - PROBLEMI ARTICOLARI AI TESSUTI MOLLI - EDEMA OSSEO POST TRAUMATICO - OSTEOPOROSI - OSTEONECROSI - LOMBOSCIATALGIA - FRATTURE - STRAPPI MUSCOLARI - CRAMPI - MIALGIA - EDEMA OSSEO - CONTUSIONI - RECUPERO POST OPERATORIO - NEURALGIE - TENDINITE - SINDROME DEL TUNNEL CARPALE - VENE VARICOSE - ULCERE - DOLORI MUSCOLARI E ARTICOLARI - CICATRIZZAZIONE - TRATTAMENTI ESTETICI E ALTRE PATOLOGIE.

### TRATTAMENTI RAPIDI ED EFFICACI

Terapie a partire da 35 minuti  
Senza effetti collaterali

### MACCHINARI SICURI E CERTIFICATI

Dispositivo Medico CE 93/42 Classe IIa  
Certificato Bureau Veritas CE 1370  
Estensione MDR UE2017/745  
Registrazione EUDAMED

### SELEZIONATI E SCELTI DA INAIL

Con Magnetic EVOLUTION PRO



## TECNOLOGIA ESCLUSIVA CMPBF + CEMPHF

CAMPI MAGNETICI PULSATI A BASSA FREQUENZA  
+ CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ALTA FREQUENZA

ALLEVIA IL DOLORE E RIDUCI LE INFIAMMAZIONI ANCHE  
NEL COMFORT DELLA TUA CASA, IN UFFICIO O IN VIAGGIO  
CON L'EVOLUZIONE DELLA  
MAGNETOTERAPIA DI BIMAR MEDICAL  
SEMPLICE, SICURA, AFFIDABILE E ACCESSIBILE



PUOI UTILIZZARLA SIA A CONTATTO CON LA PELLE  
CHE SOPRA I VESTITI.

# MAGNETIC SLIM / SLIM ELITE

## TECNOLOGIA CEMPHF + CEMPHF

CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI BASSA E ALTA FREQUENZA



## MAGNETIC SLIM / SLIM ELITE

Compatta, conveniente e tascabile: la dimensione ridotta di Magnetic Slim e il design a goccia la rendono ergonomica e facile da maneggiare, trasportare e riporre. Le funzioni intuitive la rendono idonea a un utilizzo domestico.



# MAGNETIC SLIM

## TECNOLOGIA CEMPHF + CEMPBF

CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI A BASSA E ALTA FREQUENZA

### PROGRAMMI MAGNETIC SLIM/SLIM ELITE

#### 20 PROGRAMMI

- P.1 ARTRITE / ARTROSI
- P.2 REUMATISMI
- P.3 DOLORI ARTICOLARI
- P.4 ERNIA DEL DISCO
- P.5 SCIATALGIA
- P.6 OSTEOPOROSI
- P.7 FRATTURA
- P.8 STRAPPI MUSCOLARI
- P.9 LUSSAZIONI
- P.10 TRAUMA / CONTUSIONE
- P.11 MIALGIA / CRAMPI
- P.12 TENDINITE
- P.13 EMATOMA
- P.14 INSUFFICIENZA MICROCIRCOLATORIA
- P.15 FLEBITE
- P.16 VENE VARICOSE / CIRCOLAZIONE PERIFERICA
- P.17 CICATRICI / DERMATITE / DERMATOSI
- P.18 ALLERGIA
- P.19 APPLICAZIONE NOTTURNA 4H
- P.20 APPLICAZIONE NOTTURNA 8H



COMPATIBILE CON ACCESSORI (OPTIONAL)

MADE IN ITALY

# MAGNETIC SLIM/SLIM ELITE



## CARATTERISTICHE MAGNETIC SLIM / SLIM ELITE

1. Dispositivo Medico CE 1370 classe IIa
2. Tipologia: terapia elettromagnetica
3. Canali: 2
4. Quantità programmi: 20.
5. Modulazione: 8, 16, 32, 64, 80, 160, 640 Hz.
6. Frequenza: 27 MHz.
7. Uscita: massima equivalente a 60 Gauss.
8. Emissione: pulsata.
9. Alim.: 4 batterie AAA 1,2 V ricaricabili.
10. Dimensioni: 122x59x23 mm.



## INCLUSO CON MAGNETIC SLIM / SLIM ELITE

- 1 Valigetta in EVA
- 2 Planar
- 2 Fasce velcrate
- 4 Batterie AAA ricaricabili
- 1 Alimentatore
- 1 Libretto istruzioni



# MAGNETIC SLIM PRO E20 / SLIM PRO E71



**OPTIONAL: STUOIA COPRILETTO**



# COMPATTA E POTENTE

## TECNOLOGIA CEMPHF + CEMPBF

CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ALTA E BASSA FREQUENZA

### 20 PROGRAMMI + 5 SOTTOMENU

#### + PROGRAMMABILE

P.1 ARTRITE / ARTROSI

P.2 REUMATISMI

P.3 DOLORI ARTICOLARI

P.4 ERNIA DEL DISCO

P.5 SCIATALGIA

P.6 OSTEOPOROSI

P.7 FRATTURA

P.8 STRAPPI MUSCOLARI

P.9 LUSSAZIONI

P.10 TRAUMA / CONTUSIONE

P.11 MIALGIA / CRAMPI

P.12 TENDINITE

P.13 EMATOMA

P.14 INSUFFICIENZA MICROCIRC.

P.15 FLEBITE

P.16 VENE VARIC. / CIRCOLAZIONE PERIF.

P.17 CICATR./ DERMATITE / DERMATOSI

P.18 ALLERGIA

P.19 APPLICAZIONE NOTTURNA 4H

P.20 APPLICAZIONE NOTTURNA 8H

#### SOTTOMENU

1. TERPIA DEL SONNO

2. CONTRATTURE E RIGENERAZIONE MUSCOLARE

3. ARTROSI-REUMATISMI

4. POST OPERATORIO

5. STRESS E BENESSERE



COMPATIBILE CON ACCESSORI (OPTIONAL)

## SLIM PRO E20



MADE IN ITALY

# MAGNETIC SLIM PRO E71

## TECNOLOGIA CEMPHF + CEMPHF

CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ALTA E BASSA FREQUENZA

P.1 AUTOMATICO MAX INTENSITA'	P.39 MIALGIA
P.2 ACNE	P.40 MIOSITE
P.3 ALGODISTROFIA	P.41 NEURALGIA
P.4 DOLORI MESTRUALI	P.42 NEURITE
P.5 ANTIRUGHE	P.43 OSTEOMIELETTITE
P.6 ANTISTRESS	P.44 OSTEOPOROSI
P.7 ARTRITE	P.45 OTITE MEDIA
P.8 ARTROSI	P.46 PERIARTRITE SCAPOLO OMERALE
P.9 ARTROSI LOMBOSACRALE	P.47 POLIARTRITE REUMATOIDE
P.10 ARTROFIA MUSCOLARE	P.48 PROBLEMA CIRCOLATORIO
P.11 BORSITE	P.49 PROSTATITE
P.12 CEFALEA	P.50 SCOTTATURE
P.13 CICATRIZZAZIONE	P.51 REUMATISMO ARTICOLARE
P.14 CONTUSIONI	P.52 RELAX
P.15 CRAMPI	P.53 RITARDO GUARIGIONE OSSEA
P.16 COXARTROSI	P.54 TENDINITE
P.17 STRAPPI MUSCOLARI	P.55 TONSILLITE
P.18 DOLORE GOMITO	P.56 TORCICOLLO
P.19 DOLORE SCHIENA	P.57 ULCERA CUTANEA
P.20 DOLORE SPALLA	P.58 ULCERA GASTRICA
P.21 DOLORE GINOCCHIO	P.59 VARICI
P.22 DOLORE MANI	P.60 VENE VARICOSE
P.23 DORSALGIA	P.61 CERVICALGIA
P.24 ASMA BRONCHIALE	P.62 PSEUDOARTROSI
P.25 EDEMA GENERALIZZATO	P.63 OSTEONECROSI
P.26 FARINGITE	P.64 SCIATALGIA
P.27 FIBROMIALGIA	P.65 EPICONDIALGIA
P.28 FISTOLE	P.66 PSORIASI
P.29 FLEBITE	P.67 CIRROSI
P.30 FRATTURE	P.68 EDEMA OSSEO
P.31 GASTRITE	P.69 POST TRAUMATICO
P.32 GONARTROSI	P.70 P-LASER*
P.33 GOTTA	P.71 TERAPIA NOTTURNA
P.34 EMATOMA	
P.35 HERPES	
P.36 INCONTINENZA URINARIA	
P.37 INSONNIA	
P.38 LOMBOSCIATALGIA	

## SLIM PRO E71



**71 PROGRAMMI  
+ 5 SOTTOMENU  
PROGRAMMABILE  
4 USCITE**



**SOTTO MENU TRAMITE IL PR 71**

1. TERPIA DEL SONNO
2. CONTRATTURE E RIGENERAZIONE MUSCOLARE
3. ARTROSI-REUMATISMI
4. POST OPERATORIO
5. STRESS E BENESSERE



\*MANIPOLO P-LASER OPTIONAL

COMPATIBILE CON ACCESSORI (OPTIONAL)

# MAGNETIC SLIM PRO E20 / E71



## CARATTERISTICHE SLIM PRO E20 / E71

1. Dispositivo Medico CE 1370 classe IIa
2. Tipologia: terapia elettromagnetica
3. Canali:  
PRO E20= 2  
PRO E71= 4
4. Quantità programmi:  
PRO E20= 20 + 5 sottomenu + programmabile  
PRO E71= 71 + 5 sottomenu + programmabile
5. Modulazione: 8, 16, 32, 64, 80, 160, 640 Hz.
6. Frequenza: 27 MHz.
7. Uscita massima equivalente a:  
PRO E20= 80 Gauss.  
PRO E71= 320 Gauss.
8. Emissione: pulsata modulata.
9. Alim. Batterie integrate 1100 mA
10. Dimensioni: 122x59x23 mm.



## INCLUSO CON MAGNETIC SLIM PRO E20 / PRO E71

- 1 Custodia
- 2 Planar
- 2 Fasce velcrate
- 1 Alimentatore
- 1 Libretto istruzioni

PRO E71: possibilità di acquistare separatamente Planar aggiuntivi per sfruttare le 4 uscite



# EVOLUTION STD / PRO

## TECNOLOGIA CMPBF + CEMPHF



BATTERIA INTEGRATA  
A LUNGA DURATA

DISPOSITIVO MEDICO

CLASSE IIa CE1370

CERTIFICATO BUREAU VERITAS

ESTENSIONE MDR UE2017/745

REGISTRAZIONE EUDAMED

**EVOLUTION PRO**

SELEZIONATA  
E UTILIZZATA DA

**INAIL**



MADE IN ITALY

## EVOLUTION

Magneto terapia professionale portatile con batteria ricaricabile interna, progettata come soluzione alle richieste di fisioterapisti, preparatori atletici e non solo. Evolution è la macchina per magneto-terapia portatile perfetta per chi assiste i propri pazienti a domicilio grazie alle sue prestazioni professionali unite ad un corpo compatto, leggero e di facile utilizzo. Evolution è la scelta perfetta non solo per chi viaggia, trova largo impiego in: centri fisiatrici, cliniche private, spa, preparatori atletici, centri sportivi, centri benessere ecc.

# MAGNETIC EVOLUTION STD

## TECNOLOGIA CMPBF + CEMPHF

CAMPI MAGNETICI PULSATI BASSA FREQUENZA +  
CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ALTA FREQUENZA

## EVOLUTION STD

### 60 PROGRAMMI + 1= TRATTAMENTO LASER / ESTETICA

P.1 HF NOTTURNA	P.36 INCONTINENZA URINARIA
P.2 AUTOMATICO	P.37 INSONNIA
P.3 ACNE	P.38 LOMBOSCIATALGIA
P.4 DOLORI MESTRUALI	P.39 MIALGIA
P.5 ANTIRUGHE	P.40 MIOSITE
P.6 ANTISTRESS	P.41 NEURALGIA
P.7 ARTRITE	P.42 NEURITE
P.8 ARTROSI GENERALIZZATA	P.43 OSTEOMIELITE
P.9 ARTROSI LOMBOSACRALE	P.44 OSTEOPOROSI
P.10 ARTROPATIA	P.45 OTITE MEDIA
P.11 BORSITE	P.46 PERIARTRITE ESCA. OMER.
P.12 CEFALEA	P.47 POLIARTRITE REUMATOIDE
P.13 CICATRIZZAZIONE	P.48 PROBLEMA CIRCOLATORIO
P.14 CONTUSIONE	P.49 PROSTATITE
P.15 CRAMPI	P.50 SCOTTATURE
P.16 COXARTROSI	P.51 REUMATISMO ARTICOLARE
P.17 STRAPPI MUSCOLARI	P.52 RILASSAMENTO
P.18 DOLORE DEL GOMITO	P.53 RITARDO GUARIGIONE OSSEA
P.19 DOLORE DELLA SCHIENA	P.54 TENDINITE
P.20 DOLORE DELLA SPALLA	P.55 TONSILLITE
P.21 DOLORE DEL GINOCCHIO	P.56 TORCICOLLO
P.22 DOLORE DELLA MANO	P.57 ULCERA CUTANEA
P.23 DORSALGIA	P.58 ULCERA GASTRICA
P.24 ASMA BRONCHIALE	P.59 VARICE
P.25 EDEMA GENERALIZZATO	P.60 VENE VARICOSE
P.26 FARINGITE	P.61 P-LASER LUCE ROSSA*
P.27 FIBROMIALGIA	
P.28 FISTOLA	
P.29 FLEBITE	
P.30 FRATTURA OSSEA	
P.31 GASTRITE	
P.32 GONARTROSI	
P.33 GOTTA ACUTA	
P.34 EMATOMA	
P.35 HERPES	



COMPATIBILE CON ACCESSORI (OPTIONAL)

\* trattamento laser eseguibile  
attraverso il manipolo P.LASER (OPTIONAL)

SCELTA E UTILIZZATA DA INAIL

## EVOLUTION PRO

# PROGRAMMI ILLIMITATI



61 PROGRAMMI (VEDI LISTA VERSIONE STD)  
+ PERSONALIZZAZIONE  
+ CONTATORE E BLOCCO PROGRAMMI

TRE CONTATORI INTERNI:

**Contatore principale:** permette di controllare le ore di lavoro svolte dalla macchina, utile in caso di NOLEGGIO

**Contatore impostabile:** può essere utilizzato impostando un valore "x" terminato il quale EVOLUTION PRO smette di funzionare, solo un operatore autorizzato da Bimar srl può riavviare EVOLUTION PRO impostando nuove ore di lavoro.

**Contatore verifica** ore di lavoro rimanenti.

PERSONALIZZAZIONE PROGRAMMI:

Oltre ai 61 programmi preset, è possibile crearne di nuovi sulla base delle direttive del medico, del farmacista o del fisioterapista con il supporto tecnico specializzato della Bimar srl in caso di necessità.

BLOCCO PROGRAMMI:

E' Possibile bloccare la macchina su un unico programma, questo esclude la possibilità da parte dell'utilizzatore di sfruttare EVOLUTION PRO in modo non consentito in caso di noleggio (es. sub-affittarla o cedendola a utilizzatori terzi), nonché le persone anziane o poco esperte non possono in questo modo cambiare involontariamente il trattamento da seguire, evento che in ogni caso non comporterebbe complicazioni o effetti negativi.



# EVOLUTION; SCELTA DA ATLETI, MEDICI E INAIL



## CARATTERISTICHE EVOLUTION STD / PRO

1. Dispositivo Medico CE 1370 classe IIa
2. Tipologia: campi magnetici / elettromagnetici
3. Canali: 2
4. Programmi:  
STD: 61 (non programmabile)  
PRO: 61 + programmi illimitati, contatori + blocco tastiera.
5. Frequenza di modulazione: 100-5000 Hz
6. Frequenza portante: 30 MHz.
7. Uscita massima equivalente 320 Gauss.
8. Uscita campo magnetico: da 1 a 180 Gauss.
9. Emissione: pulsata modulata e bifase.
10. Freq. Pilotaggio planar: da 1 a 150 Hz
11. Alim. Batterie integrate.
12. Dimensioni: 190x110x55 mm.



## INCLUSO CON EVOLUTION STD / PRO

- 1 Custodia
- 2 Planar
- 2 Fasce velcrate
- 1 Alimentatore
- 1 Libretto istruzioni



# PROFESSIONAL LIFE

## TECNOLOGIA CMPBF + CEMPHF



## PROFESSIONAL LIFE

**Magneto terapia professionale domiciliare, progettata come soluzione alle richieste di piccoli e medi centri fisiatrici, cliniche private, case di cura e case private. Professional Life grazie alla sua semplicità di utilizzo permette al paziente di avere in casa propria un macchinario professionale in grado di portare molteplici benefici in modo facile.**

**Professional Life trova largo impiego in: ambienti domestici, RSA, piccole e medie cliniche, spa e centri benessere, preparatori atletici, centri sportivi, palestre.**

# PROFESSIONALE E INTUITIVA

## TECNOLOGIA CMPBF + CEMPHF

CAMPI MAGNETICI PULSATI BASSA FREQUENZA +  
CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ALTA FREQUENZA

P.1 HF- NOTTURNA

P.2 AUTOMATICO

P.3 ACNE

P.4 DOLORI MESTRUALI

P.5 ANTIRUGHE

P.6 ANTISTRESS

P.7 ARTRITE

P.8 ARTROSI GENERALIZZATA

P.9 ARTROSI LOMBOSACRALE

P.10 ARTROPATIA

P.11 BORSITE

P.12 CEFALEA

P.13 CICATRIZZAZIONE

P.14 CONTUSIONE

P.15 CRAMPI

P.16 COXARTROSI

P.17 STRAPPI MUSCOLARI

P.18 DOLORE DEL GOMITO

P.19 DOLORE DELLA SHIENA

P.20 DOLORE DELLA SPALLA

P.21 DOLORE DEL GINOCCHI

P.22 DOLORE DELLA MANO

P.23 DORSALGIA

P.24 ASMA BRONCHIALE

P.25 EDEMA GENERALIZZATO

P.26 FARINGITE

P.27 FIBROMIALGIA

P.28 FISTOLA

P.29 FLEBITEP

P.30 FRATTURA OSEA

P.31 GASTRITE

P.32 GONARTROSI

P.33- GOTTA ACUTA

P.34- EMATOMA

P.35- HERPES

P.36- INCONTINENZA URIN.

P.37- INSONNIA

P.38- LOMBOSCIATALGIA

P.39- MIALGIA

P.40- MIOSITE

P.41- NEVRALGIA

P.42 NEURITE

P.43 OSTEOMIELITE

P.44 OSTEOPOROSI

P.45- OTITE MEDIA

P.46 PERIARTRITE ESCA. OMER.

P.47 POLIARTRITE REUMATOIDE

P.48 PROBLEMA CIRCOLATORIO

P.49 PROSTATITE

P.50 SCOTTATURE

P.51 REUMATISMO ARTICOLARE

P.52 RILASSAMENTO

P.53 RITARDO GUARIGIONE OSSEA

P.54 TENDINITE

P.55 TONSILLITE

P.56 TORCICOLLO

P.57 ULCERA CUTANEA

P.58 ULCERA GASTRICA

P.59 VARICE

P.60 VENE VARICOSE

P.61 P-LASER

## PROFESSIONAL LIFE



COMPATIBILE CON ACCESSORI (OPTIONAL)



\*TERAPIA LASER APPLICABILE  
CON MANIPOLO P-LASER (OPTIONAL)



# PROFESSIONAL LIFE



## CARATTERISTICHE PROFESSIONAL LIFE

1. Dispositivo Medico CE 1370 classe IIa
2. Tipologia: terapia elettromagnetica / magnetica
3. Canali: 4 (2 CMPBF 2 CEMPHF)
4. Quantità programmi: 61.
5. Modulazione: 100-5000 Hz
6. Frequenza portante: 30 MHz.
7. Uscita: massima equivalente a 99 Gauss per canale.
8. Emissione: pulsata bipolarizzata e bifase.
9. Frequenza pilotaggio planar: da 1 a 100 Hz
10. Alimentazione: 220-230V Tensione trasformata 12V – DC.
11. Dimensioni: 385X250X90 mm.

## INCLUSO CON PROFESSIONAL LIFE

- 1 Borsa da trasporto
- 2 Planar
- 2 Fasce velcrate
- 1 Libretto istruzioni



# MAGNETIC LIFE

## USO UMANO E VETERINARIO

### CEMPBF + CEMPHF + TRATT. ACQUA



**MAGNETIC LIFE** Macchina per magneto terapia professionale progettata per uso professionale e domestico. 3 in 1: Uso umano | Acqua Informatizzata | Uso veterinario. Magnetic Life MTK3 è la macchina per magneto-terapia ideale per chi desidera trattamenti professionali in casa propria anche in piena autonomia. Le caratteristiche tecniche di Magnetic Life MTK3 la rendono una macchina per magneto-terapia idonea anche per usi in contesti professionali quali ad esempio: case di cura, centri fisiatrici, cliniche private, cliniche veterinarie, spa, preparatori atletici, centri sportivi, centri benessere ecc.

# MAGNETIC LIFE

## TECNOLOGIA CMPBF + CEMPHF

CAMPI MAGNETICI PULSATI BASSA FREQUENZA +  
CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ALTA FREQUENZA

### MAGNETOTERAPIA 3 IN 1

21 PROGRAMMI USO UMANO / 16 VETERINARIO / 7 HYDRO\*

P.1 INTENSIVO

P.2 ARTRITE

P.3 ARTROSI

P.4 CEFALEA

P.5 CELLULITE

P.6 CONTUSIONE

P.7 CONTRATTURA

P.8 DISTORSIONI

P.9 EPICONDIALGIA

P.10 FERITE

P.11 FRATTURE

P.12 GONARTROSI

P.13 LUSSAZIONI

P.14 MIALGIA

P.15 OSTEOPOROSI

P.16 PROSTATITE

P.17 PSEUDOARTROSI

P.18 SINUSITE

P.19 TENDINITE

P.20 ULCERA

P.21 HF - NOTTE

V1 INTENSO / GENERICO

V2 ARTROSI

V3 ARTRITE

V4 ASMA

V5 BRONCHITE

V6 COLITE

V7 CRAMPI

V8 EPATITE

V9 FERITE

V10 FRATTURE

V11 GASTRITE

V12 IPERATTIVISMO

V13 MIALGIA

V14 NEVRALGIA

V15 OSTEOPOROSI

V16 RINITE-SINUSITE

LE TERAPIE VET. SONO APPLICABILI  
ANCHE ATTRAVERSO IL TAPPETINO  
VETERINARIO OPTIONAL O IN  
DOTAZIONE CON LA VERSIONE MTK3

P22- HYDRO 1

P23- HYDRO 2

P24- HYDRO 3

P25- HYDRO 4

P26- HYDRO 5

P27- HYDRO 6

P28- HYDRO 7

\*1 PROGRAMMI HYDRO SONO APPLICABILI SOLO CON IL KIT HYDRO OPTIONAL O IN DOTAZIONE CON LE VERSIONI MTK2/MTK3



COMPATIBILE CON ACCESSORI (OPTIONAL)



# MAGNETIC LIFE - INSTANCABILE



## CARATTERISTICHE MAGNETIC LIFE

1. Dispositivo Medico CE 1370 classe IIa
2. Tipologia: terapia elettromagnetica / magnetica
3. Canali: 4 (2 CMPBF 2 CEMPHF)
4. Quantità programmi: 44.
5. Modulazione: 100-5000 Hz
6. Frequenza portante: 30 MHz.
7. Uscita: massima equiv. a 99 Gauss per canale.
8. Emissione: pulsata bipolarizzata e bifase.
9. Frequenza pilotaggio planar: da 1 a 100 Hz
10. Alimentazione: 220-230V / 12V - DC
11. Dimensioni: 225X185X100mm.



### INCLUSO CON MAGNETIC LIFE: MTK1

- 1 Custodia | 2 Planar | 2 Fasce con velcro
- 1 Libretto istruzioni

### INCLUSO CON MAGNETIC LIFE: MTK2

- 1 Custodia | 2 Planar | 2 Fasce con velcro
- 1 Kit Hydro | 1 Libretto istruzioni

### INCLUSO CON MAGNETIC LIFE: MTK3

- 1 Custodia | 2 Planar | 2 Fasce con velcro
- 1 Kit Hydro | 1 Tappetino vet. | 1 Libretto istruzioni

# MAGNETO LIFE PRO

## USO UMANO E VETERINARIO E ACQUA



**MAGNETO LIFE PRO** apparecchio innovativo, potente e intuitivo, esplicitamente realizzato per uso terapeutico con caratteristiche professionali. Magneto Life Pro può essere utilizzata sia per terapie domiciliari che in contesti clinici.

MAGNETO LIFE PRO incorpora tre macchine professionali in un unico dispositivo:

- 1) USO UMANO= 60 programmi terapeutici + 1 dedicato Laser
- 2) USO VETERINARIO= 16 programmi terapeutici
- 3) TRATTAMENTO ACQUA= 7 programmi dedicati

# MAGNETIC LIFE PRO

## TECNOLOGIA CMPBF + CEMPHF

CAMPI MAGNETICI PULSATI BASSA FREQUENZA +  
CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ALTA FREQUENZA

### UMANA

- P1- HF- NOTTURNA
- P2- AUTOMATICO
- P3- ACNE
- P4- DOLORI MESTRUALI
- P5- ANTIRUGHE
- P6- ANTISTRESS
- P7- ARTRITE
- P8- ARTROSI GENERALIZZATA
- P9- ARTROSI LOMBOSACRALE
- P10- ARTROPATIA
- P11- BORSITE
- P12- CEFALEA
- P13- CICATRIZZAZIONE
- P14- CONTUSIONE
- P15- CRAMPI
- P16- COXARTROSI
- P17- STRAPPI MUSCOLARI
- P18- DOLORE DEL GOMITO
- P19- DOLORE DELLA SPIENA
- P20- DOLORE DELLA SPALLA
- P21- DOLORE DEL GINOCCHIO
- P22- DOLORE DELLA MANO
- P23- DORSALGIA
- P24- ASMA BRONCHIALE
- P25- EDEMA GENERALIZZATO
- P26- FARINGITE
- P27- FIBROMIALGIA
- P28- FISTOLA
- P29- FLEBITEP
- 30- FRATTURA OSEA
- P31- GASTRITE
- P32- GONARTROSI
- P33- GOTTA ACUTA
- P34- EMATOMA
- P35- HERPES
- P36- INCONTINENZA URIN.
- P37- INSONNIA
- P38- LOMBOSCIATALGIA
- P39- MIALGIA

61 PROGRAMMI USO UMANO / 16 VETERINARIO / 7 HYDRO

# MAGNETIC LIFE PRO



COMPATIBILE CON ACCESSORI (OPTIONAL)

- P40- MIOSITE
- P41- NEURALGIA
- P.42- NEURITE
- P.43- OSTEOMIELITE
- P.44- OSTEOPOROSI
- P45- OTITE MEDIA
- P46- PERIARTRITE ESCA. OMER.
- P47- POLIARTRITE REUMATOIDE
- P48- PROBLEMA CIRCOLATORIO
- P49- PROSTATITE
- P50- SCOTTATURE
- P51- REUMATISMO ARTICOLARE
- P52- RILASSAMENTO
- P53- RITARDO GUARIGIONE OSSEA
- P54- TENDINITE
- P55- TONSILLITE
- P56- TORCICOLLO
- P57- ULCERA CUTANEA
- P58- ULCERA GASTRICA
- P59- VARICE
- P60- VENE VARICOSE
- P61- LASER\*

### VETERINARIA

- V01-INTENSO
- V02-ARTROSI
- V03-ARTRITE
- V04-ASMA
- V05-BRONCHITE
- V06-COLITE
- V07-CRAMPI
- V08-EPATITE
- V09-FERITE
- V10-FRATTURE
- V11-GASTRITE
- V12-IPERATTIVISMO
- V13-MIALGIA
- V14-NEURALGIA
- V15-OSTEOPOROSI
- V16-RINITE SINUSITE

### ACQUA

- 1-LUNEDI
- H2-MARTEDI
- H3-MERCOLEDI
- H4- GIOVEDI
- H5-VENERDI
- H6-SABATO
- H7- DOMENICA



\*TERAPIA LASER APPLICABILE  
CON MANIPOLO P-LASER (OPTIONAL)



# MAGNETO PRO, MAGNETOTERAPIA TRE IN UNO



## CARATTERISTICHE MAGNETO PRO

1. Dispositivo Medico CE 1370 classe IIa
2. Tipologia: terapia elettromagnetica / magnetica
3. Canali: 4 (2 CMPBF 2 CEMPHF)
4. Programmi: 61 + 16 + 7
5. Modulazione: 100-5000 Hz
6. Frequenza portante: 30 MHz.
7. Uscita: massima equivalente a 99 Gauss per canale.
8. Emissione: pulsata bipolarizzata e bifase.
9. Frequenza pilotaggio planar: da 1 a 100 Hz
7. Tensione di Alimentazione 12 Vac
8. Dimensioni: 365X255X100

## INCLUSO CON MAGNETO PRO

- 1 Custodia
- 2 Planar
- 1 Trasduttore magnetico (Kit Hydro)
- 2 Fasce velcrate
- 1 Alimentatore
- 1 Libretto istruzioni



# MAGNETIC PRO TWIN



**MAGNETO LIFE PRO TWIN** è la macchina per magneto terapia in grado di effettuare due programmi differenti contemporaneamente, adatta per uso professionale continuo ed intensivo, Magneto Life Pro Twin trova ampio impiego ovunque ci sia la necessità di agire su più patologie contemporaneamente. Il singolo paziente può sottoporsi ad un doppio trattamento oppure quest'ultimo può essere applicato su due pazienti contemporaneamente. Magnetic Pro Twin è usata in: centri di fisioterapia e riabilitazione, impianti sportivi, palestre, cliniche private e pubbliche, strutture sanitarie, case di cura, centri estetici e centri benessere, preparatori atletici, ambulatori e cliniche veterinarie ecc.

# MAGNETOTERAPIA 2 IN 1

## 61 PROGRAMMI X 2

- P.1 HF- NOTTURNA
- P.2 AUTOMATICO
- P.3 ACNE
- P.4 DOLORI MESTRUALI
- P.5 ANTIRUGHE
- P.6 ANTISTRESS
- P.7 ARTRITE
- P.8 ARTROSI GENERALIZZATA
- P.9 ARTROSI LOMBOSACRALE
- P.10 ARTROPATIA
- P.11 BORSITE
- P.12 CEFALEA
- P.13 CICATRIZZAZIONE
- P.14 CONTUSIONE
- P.15 CRAMPI
- P.16 COXARTROSI
- P.17 STRAPPI MUSCOLARI
- P.18 DOLORE DEL GOMITO
- P.19 DOLORE DELLA SPIEGIA
- P.20 DOLORE DELLA SPALLA
- P.21 DOLORE DEL GINOCCHI
- P.22 DOLORE DELLA MANO
- P.23 DORSALGIA
- P.24 ASMA BRONCHIALE
- P.25 EDEMA GENERALIZZATO
- P.26 FARINGITE
- P.27 FIBROMIALGIA
- P.28 FISTOLA
- P.29 FLEBITEP
- P.30 FRATTURA OSEA
- P.31 GASTRITE
- P.32 GONARTROSI
- P.33- GOTTA ACUTA
- P.34- EMATOMA
- P.35- HERPES
- P.36- INCONTINENZA URIN.
- P.37- INSONNIA
- P.38- LOMBOSCIATALGIA

## LIFE PRO TWIN



COMPATIBILE CON ACCESSORI (OPTIONAL)

- P.39- MIALGIA
- P.40- MIOSITE
- P.41- NEURALGIA
- P.42 NEURITE
- P.43 OSTEOMIELITE
- P.44 OSTEOPOROSI
- P.45- OTITE MEDIA
- P.46 PERIARTRITE ESCA. OMER.
- P.47 POLIARTRITE REUMATOIDE
- P.48 PROBLEMA CIRCOLATORIO
- P.49 PROSTATITE
- P.50 SCOTTATURE
- P.51 REUMATISMO ARTICOLARE
- P.52 RILASSAMENTO

- P.53 RITARDO GUARIGIONE OSSEA
- P.54 TENDINITE
- P.55 TONSILLITE
- P.56 TORCICOLLO
- P.57 ULCERA CUTANEA
- P.58 ULCERA GASTRICA
- P.59 VARICE
- P.60 VENE VARICOSE
- P.61 LASER\*



\*TERAPIA LASER APPLICABILE CON MANIPOLO P-LASER (OPTIONAL)



# PRO TWIN; LA SCELTA DEI CENTRI SPECIALISTICI

## CARATTERISTICHE PRO TWIN

1. Dispositivo Medico CE 1370 classe IIa
2. Tipologia: terapia elettromagnetica / magnetica
3. Canali: 4 (2 CMPBF 2 CEMPHF)
4. Quantità programmi: 61.
5. Modulazione: 100-5000 Hz
6. Frequenza portante: 30 MHz.
7. Uscita: massima equivalente a 99 Gauss per canale.
8. Emissione: pulsata bipolarizzata e bifase.
9. Frequenza pilotaggio planar: da 1 a 100 Hz
10. Alimentazione: 220-230V Tensione trasformata 12V – DC.
11. Dimensioni: 385X250X90 mm.



### INCLUSO CON PRO TWIN X2

- 1 Custodia
- 2 Planar
- 2 Fasce velcrate
- 1 Alimentatore
- 1 Libretto istruzioni

### INCLUSO CON PRO TWIN X4

- 1 Custodia
- 4 Planar
- 4 Fasce velcrate
- 1 Alimentatore
- 1 Libretto istruzioni



# ACCESSORI OPTIONAL

## GILET



Gilet per applicazioni magnetoterapia e FIR nelle aree del busto

## MANTELLINA



Ideale per trattamenti magnetoterapia e FIR a spalle, scapole, collo e petto

## ARTICOLAZIONI



Fascia per applicazioni mirate di magnetoterapia e FIR a gomiti e ginocchia

## VISO



Applicatore specifico magnetoterapia e FIR per il viso

## LOMBARE



Fascia per applicazioni magnetoterapia e FIR nella zona lombare

## CERVICALE



Fascia per applicazioni magnetoterapia e FIR nella zona cervicale

## STUOIA



cm160x190 /  
80x190 / 50x100  
Stuoia per trattamenti estesi o terapie notturne

## PUNTATORE



Puntatore per trattamenti localizzati di magnetoterapia

## P-LASER / ESTETICA



Manipolo P-LASER luce rossa per trattamenti estetici

# HYDROMAGNETIKA CROMO

## ACQUA INFORMATIZZATA



HYDROMAGNETIKA CROMO è l'esclusiva e innovativa macchina naturopatica che trasferisce i benefici della magneto terapia attraverso la memoria dell'acqua. Le bevande trattate con Hydromagnetika agiscono positivamente attraverso gli organi interni, tra i molteplici benefici in molti pazienti si evincono durante i primi mesi di trattamento le seguenti condizioni: Miglioramento della circolazione, aumento dell'elasticità alla pelle e idratazione, eliminazione o riduzione della cellulite, stimolazione del metabolismo con la conseguente facilitazione di percorsi dimagranti o integrativi come nelle diete sportive, stimolazione della produzione di urine, miglioramento nel corretto funzionamento di fegato e cistifellea, riduzione della sensazione di caldo e sudorazione eccessiva, miglioramento delle condizioni respiratorie in soggetti con asma e bronchiti.



# HYDROMAGNETIKA CROMO, HDR100 / HDR 101 / HDR 102

HDR100



## HYDROMAGNETICA CROMO SINERGICA

1. LUNEDI
2. MARTEDI
3. MERCOLEDI
4. GIOVEDI
5. VENERDI
6. SABATO
7. DOMENICA

HDR101



## HYDROMAGNETICA CROMO TOP

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. LUNEDI    | 8. VITALITY     |
| 2. MARTEDI   | 9. METABOLISM   |
| 3. MERCOLEDI | 10. ANTI-AGE    |
| 4. GIOVEDI   | 11. PERFORMANCE |
| 5. VENERDI   | 12. ANALGETIC   |
| 6. SABATO    | 13. RELAX       |
| 7. DOMENICA  | 14. DETOX       |

HDR102



## HYDROMAGNETICA CROMO DIETETIC

1. VITALITY
2. METABOLISM
3. ANTI-AGE & SKIN NUTRITION
4. SPORT PERFORMANCE
5. ANALGESIC
6. RELAX
7. DETOX





Le immagini presenti in questo catalogo sono a scopo illustrativo, le info sono soggette a modifiche senza preavviso, la Bimar srl non si ritiene responsabile di errori grafici e o di stampa.